

Aeslight

Light your beauty

ESPAÑA

C/Jacinto Benavente, 23, · 28691 · Villanueva de la Cañada, Madrid
Tel.: 91 815 56 87 · 639 42 45 36 · 687 573 623
info.madrid@aes-light.com

CHINA

Building 3, 11th Yard - Kangding Street, BDA
Beijing, China
Tel.: +86 10 67803779
honkon@honkonlaser.com

CANADA

Address: 154 11782 River Road, Richmond, BC, V6X 17Z
Canada
Tel.: 001-778 829 9578
Mail: honkon.ca@honkonlaser.com

HONG KONG

Address: 11/F, The Lanma Centre, 13-15 ParkeStreet,
Jordan, Kowloon, Hong Kong
Tel.: 00852-2302 1171 · 00852-2302 1172
Mail: honkon.hk@honkonlaser.com

ALEMANIA

Wiesenstrasse 21 (W21) D-40549 Dusseldorf
Alemania
Tel.: +49 (0) 21150863589 · +49 (0) 51150863592
www.aes-light.com

VIETNAM

Address: Room 2102, 101 Lang Ha Building, Dong
DaDistric · Ha Noi city, Viet nam
Tel.: 0084-4 3562 6895
Mail: honkon.vt@honkonlaser.com

AUSTRALIA

Address: 4/6 Sargeant Street, Blackburn VIC 3130
Australia
Tel.: 0061-03 9877 9208
Mail: honkon.au@honkonlaser.com

Aeslight

RADIOFRECUENCIA RF4

¿QUÉ ES LA RADIOFRECUENCIA?

La radiofrecuencia genera un campo eléctrico que cambia de positivo a negativo, lo que causa un movimiento rotacional de las moléculas que genera calor. Los dos tipos de radiofrecuencia utilizados son la Bipolar, que provoca un calentamiento superficial de la piel, y la monopolar, que produce un calentamiento en la parte más profunda de la dermis actuando sobre el tejido adiposo. Dado que este aparato tiene cabezales tanto monopolar como bipolar, podemos entregar la energía a distintas profundidades, y así tratar distintos tipos de celulitis, y también la laxitud facial y de otras áreas.

¿Cómo actúa la radiofrecuencia?

La radiofrecuencia produce un calentamiento profundo que afecta a la piel y tejido graso subcutáneo. Un calentamiento que podríamos decir va de dentro hacia fuera.

Dicho calentamiento va a favorecer:

- El drenaje linfático, lo cuál permitirá disminuir los líquidos y las toxinas del tejido afecto de celulitis.
- Un aumento en la circulación de la zona que permitirá una mejora del aspecto de la piel.
- La formación de nuevo colágeno, tanto en la piel como en el tejido subcutáneo.
- Y por último tras la lesión térmica controlada con retracción del tejido hay una respuesta inflamatoria que se verá acompañada de migración de fibroblastos, dando como resultado un rejuvenecimiento de la zona tratada.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Reafirmate facial
- Eliminación de la celulitis
- Eliminación de la flacidez
- Combate la piel de naranja
- Remodelado Corporal



ESPECIFICACIONES

TFT: Pantalla cristal liquido 128 x 64 mm
Refrigeración: Semi-conductores de enfriamiento de aire y circuito cerrado de agua
Cabezales: Mono-polar: 15mm, 25mm y 45 mm
Bi-polar: 25mm y 45 mm
Frecuencia: ± 10% KHz
Emisión: pedal y botón
Potencia: 120 W máximo
Ajuste energía: 2 a 100%
Línea Eléctrica: AC220V, 50HZ 10A
Temperatura de frio: -1°C-9°C
Tanque de agua para frio: 1.800 ml
Dimensiones: ancho x 40 fondo x 45 alto
Peso Neto: 12,5 Kg · Peso Bruto: 20 kg.
Sistema de Seguridad: Llave y Stop de seguridad
Certificados: CEE Clase 1, ISO 9000, ISO 13485

VENTAJAS

- Tratamientos muy solicitados en belleza
- Alta rentabilidad, muy fácil de amortizar
- Resultados definitivos en pocas sesiones

Todos nuestros aparatos cumplen con la normativa europea y llevan el marcado europeo